

ImageQC 版本更新说明

2021 年 12 月 31 日

版本号：1.0.7

新增：

1. 软件窗口标题加上版本信息
2. QC 后文件命名方式为芯片号_日期_精确到秒的上传时间_版本号
3. 增加国内用户镭速上传方式
4. 拖拽新图片时若当前没有图片在 QC 则清空结果栏
5. QC 出错时界面给出提示
6. 修改芯片号校验规则为时空芯片号规则

问题修复：

1. 修复部分样本耗时过长问题
2. 修复部分样本算法部分报错问题
3. 修复安装目录有空格时上传出错的问题
4. 修复拖拽部分版本的 Motic 图片时没有自动填写实验员和芯片号问题
5. 修复 Motic 大图 QC 失败的问题
6. 修复 Leica 大图 QC 失败的问题

2021 年 11 月 12 日

版本号： 1.0.6

新增：

1. 报错日志收集，当程序出错时，收集相关的错误信息；
2. 输入图片文件夹内包含 info.ini 文件且保存了实验员和芯片号信息，
当文件夹拖入软件界面框内时会在相应信息栏显示；
3. 图片文件大写拓展名的兼容；
4. 隐藏配置文件中上传目标路径；
5. 更新了界面输入，不支持包含“-”的注意事项；
6. 增加了额外信息（ExtraInfo）窗口的英文版本。

问题修复：

1. 修复一系列导致程序闪退问题；
2. 修复程序执行过程界面出现未响应问题；
3. 修复启动程序时界面显示在屏幕下方问题；
4. 修复 motic 控制软件版本 1.0.0.9b 报错问题；
5. 修复了输入路径结尾多个“/”报错问题；
6. 修复了 qclmgUpload 路径异常更换问题。